



Conectores ATM FIT PP

Conectores de polipropileno para la industria biofarmacéutica

Diseñado con un interior liso para reducir la retención de partículas

Gracias a la conexión de púas de manguera, se consigue una transición sin fisuras internas entre tubo y conector. ATM FIT PP elimina la retención de partículas y puntos de fuga típicos en sistemas de conectores.

El interior está diseñado específicamente para eliminar los vacíos en el flujo de producto que llevan a turbulencias o estancamiento. Gracias a este diseño de altas prestaciones, se reduce la posibilidad de crecimiento bacteriano dentro del tubo.

Regulaciones

Los conectores ATM FIT PP cumplen con los requisitos de:

- RoHS
- USP Class VI
- ISO 10993
- 21 CFR 177.1520

Producto manipulado bajo ISO 13485



Aplicaciones Técnicas Maquinsa, S.L. dispone de una zona de manipulación bajo norma ISO 9001/2015 y en la que se manipulan los materiales bajo las normas BPF (GMPs).

Bajo demanda podemos fabricar y manipular nuestros productos en sala blanca bajo norma. Nuestras plantas pueden ser auditadas a su requerimiento.

Calle Joaquín Sorolla, 63, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / www.atm-biotech.com / info@atm-biotech.com

Principales Beneficios

- Superficie interna lisa y transición sin fisuras entre tubo y conector
- Elimina la retención de partículas y los puntos de fuga gracias a su conexión de púas
- Compresión de 360° a lo largo de todo el sistema de conectores
- Ayuda a eliminar los vacíos en el flujo de producto
- Excelente resistencia química

Aplicaciones

- Manufactura biofarmacéutica
- Hidratación de medios
- Filtración
- Muestreo de producto
- Cultivo y cosecha celular
- Procesos aguas abajo

Esterilización

- Autoclave - 121 °C entre 15 y 30 min
- Gas - Óxido de Etileno
- Radiación Gamma y radiación iónica

Para más información sobre métodos y productos de esterilización contacte con nuestro departamento de calidad.

Relacionados



Tubos Sanitarios



Mangueras Sanitarias



Sistemas de Laboratorio