



Juntas Clamp Silicona PT

Juntas de silicona platino con excelente resistencia a la temperatura

Diseñadas para sistemas sanitarios

Hechas de silicona platino de la más alta calidad, nuestras juntas clamp son una solución confiable y duradera. Proporcionan excelente resistencia a altas y bajas temperaturas y mantienen un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.

Regulaciones

Las juntas Clamp de silicona platino cumplen con los requisitos de:

- FDA CFR 177.2600
- USP Class VI
- Normativa francesa 1935/2004
- RoHS

Producto manipulado bajo ISO 13485 y GMPs

Especificaciones Técnicas

Color:	Transparente
Estándar:	Micro Clamp
Dureza:	80
Norma:	RoHS SVHC-free

Calle Joaquín Sorolla, 63, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / info@atm-biotech.com / www.atm-biotech.com

Principales Beneficios

- Alta Resistencia a la temperatura
- Atóxica, no imparte olor ni sabor
- Químicamente estable
- Resistente a la presión, el ozono, la radiación, la humedad y la compresión
- Apta para contacto con alimentos

Aplicaciones

- Tratamiento de aguas y productos inyectables
- Aplicaciones generales de laboratorio, biofarmacéuticas y biotecnológicas
- Conexiones de tuberías para productos alimentarios

Aplicaciones Técnicas Maquinsa, S.L. dispone de una zona de manipulación bajo norma ISO 9001/2015 y en la que se manipulan los materiales bajo las norma BPF (GMPs).

Bajo demanda podemos fabricar y manipular nuestros productos en sala blanca bajo norma. Nuestras plantas pueden ser auditadas a su requerimiento.

Otros Productos



Tubos sanitarios



Conectores sanitarios



Juntas sanitarias