



Juntas Clamp Silicona PX Rojo

Juntas de silicona curada al peróxido con excelente resistencia a la temperatura

Diseñadas para sistemas sanitarios

Hechas de silicona curada al peróxido de la más alta calidad, nuestras juntas clamp son una solución confiable y duradera. Proporcionan excelente resistencia a altas y bajas temperaturas y mantienen un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.

Regulaciones

Las juntas Clamp de silicona PX cumplen con los requisitos de:

- FDA CFR 177.2600
- USP 42 Pruebas de citotoxicidad
- USP Class VI

Producto manipulado bajo ISO 13485 y GMPs

Especificaciones Técnicas

Color:	Rojo/marrón	—
Rango de Tª:	-60 °C a 200 °C	—
Dureza:	71 Shore A	ASTM D2240-04
Resistencia a la tracción:	6,54 MPa	ASTM D412-06
Elongación:	273 %	ASTM D412
Resistencia al desgarro:	12,30 kN/m	ASTM D624B
Gravedad específica:	1,35 g/cm ³	—
Set de compresión:	24,1	ASTM D395-03B
	22 h a 175 °C	

Calle Joaquín Sorolla, 63, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / info@atm-biotech.com / www.atm-biotech.com

Principales Beneficios

- Alta Resistencia a la temperatura, entre -60 °C y 200 °C
- Atóxica, no imparte olor ni sabor
- Químicamente estable
- Resistente a la presión, el ozono, la radiación, la humedad y la compresión
- Apta para contacto con alimentos

Aplicaciones

- Tratamiento de aguas y productos inyectables, WFI
- Aplicaciones generales de laboratorio, biofarmacéuticas y biotecnológicas
- Conexiones de tuberías para productos alimentarios

Esterilización

- Métodos CIP y SIP
- Autoclave

Aplicaciones Técnicas Maquinsa, S.L. dispone de una zona de manipulación bajo norma ISO 9001/2015 y en la que se manipulan los materiales bajo las norma BPF (GMPs).

Bajo demanda podemos fabricar y manipular nuestros productos en sala blanca bajo norma. Nuestras plantas pueden ser auditadas a su requerimiento.

▶ Otros Productos



Tubos sanitarios



Conectores sanitarios



Juntas sanitarias